



LA PAREJA PERFECTA

TAMAÑO COLOR CALIENTE FRÍO HELADO

TINAS DE HIDROMASAJE THERMALATORS® cLeatPRO® ACCESORIOS



OPCIONES



Personaliza tu equipo logotipo y color.

El revestimiento en polvo Enviro-Glaze opcional de Whitehall® puede ser una colorida alternativa funcional a un acabado en acero inoxidable estándar.

Los acabados de color Enviro-Glaze®, que se aplican electrostáticamente mediante pulverización y se curan a más de 400°F (204.45°C), se adhieren al metal y forman una superficie resistente a las grietas, las desportilladuras y las burbujas. La unidad es resistente a la corrosión y fácil de limpiar, lo cual, además de contribuir a su longevidad y durabilidad, constituye un colorido complemento.



ACERO INOXIDABLE

IGUALACIÓN DE LOGOTIPOS

IGUALACIÓN DE COLORES





MEDICINA DEPORTIVA - TINAS DE HIDROMASAJE

Las tinas de hidromasaje ayudan a curar lesiones deportivas, prevenir los espasmos musculares y acelerar el tiempo de recuperación.



MÓVIL

- Ahorra tiempo: sin instalación de tubería especial.
- Se utilizan turbinas reversibles (estándar) para bombear el agua fuera del tanque hacia un fregadero o drenaje disponible.
- Se pueden mover fácilmente, y permiten ahorrar espacio.
- Se transportan fácilmente gracias a sus ruedas con traba de alta resistencia.



Muestre su equipo con orgullo - Igualación de colores y logotipos

ESTACIONARIA

- Ahorra tiempo al drenar el agua.
- Ideal para una ubicación fija.
- Viene con conexiones directas al drenaje y a la toma de agua. Viene de serie con una alta capacidad de drenaje por gravedad.



BAÑO HELADO

- Recomendado para tratamientos de trastornos musculoesqueléticos agudos, lesiones en las extremidades e inmersión completa del cuerpo.
- Disponible en una amplia variedad de capacidades de tanque.
- Ideal para atletas y aplicaciones de rehabilitación.



ESPIRITU
DE EQUIPO



PRODUCTOS PARA TERAPIA DEPORTIVA

Mostrado en recubrimiento en polvo blanco Enviro-Glazed®



Unidades móviles y estacionarias disponibles en: 4 paquetes, 6 paquetes, 8 paquetes, y 12 paquetes.



Unidad para paquetes térmicos



Compresa estándar



Duradera y flexible

La línea de terapias de calor húmedo **Thermalator de Whitehall®** está compuesta de unidades de acero inoxidable que almacenan y calientan las compresas térmicas a una **temperatura constante**. Los paquetes térmicos calientes se aplican luego en las áreas afectadas y el calor penetra profundamente en el músculo para **aportar una circulación terapéutica y aliviar el dolor**.

Los **paquetes térmicos de calor húmedo Whitehall** contienen un relleno de arcilla de bentonita que conserva y distribuye uniformemente el calor para hasta 30 minutos de terapia. El cordón de nylon de uso rudo contribuye a su durabilidad y el algodón 100% puro las mantiene suaves y cómodas. Fundas opcionales de tejido de rizo.

Las **compresas Glacier de Whitehall** son duraderas y flexibles. Fabricadas con una cubierta de PVC de 13 mililitros, nuestras compresas contienen un relleno flexible que nunca se congela, lo que les permite moldearse eficazmente al área de tratamiento. Cada compresa reutilizable presenta una costura doble para una mayor durabilidad y proporciona hasta 30 minutos de tratamiento de terapia con frío.

El **Congelador Glacier de Whitehall** permite almacenar todos los paquetes Glacier de manera cómoda y confiable. Está diseñado para mantenerlos correctamente almacenados y listos para su uso. Cada unidad viene con estantes de acero inoxidable para 12 paquetes Glacier estándar y un compartimiento moldeado para tazones de hielo*, que se utilizan para una terapia con frío que penetra profundamente en los músculos. Los paquetes de mayor tamaño se almacenan fácilmente en el estante inferior.

Enfríelos con **Little Freeze**. Esta unidad de enfriamiento compacta viene de serie con estantes especialmente diseñados que almacenan cuatro compresas Glacier incluidas, y un compartimiento moldeado para tazones de hielo*, lo que permite un fácil acceso y extracción para **un rápido alivio del dolor**. El Little Freeze realiza el mismo enfriamiento que el Glacier Freeze en una unidad pequeña y económica.

*Tazones de hielo no incluidos



COLORES
Y LOGOTIPO





EQUIPAMIENTO DEPORTIVO - cleatPRO®

El tanque cerrado cleatPRO® “vaporiza” los tacos mientras cuelgan dentro del rack cleatPRO® interno dentro del tanque.

El tiempo de vaporización oscila entre 2 y 30 minutos según prefiera el atleta. El cleatPRO® se puede utilizar para vaporizar y ajustar el contorno de los tacos nuevos, así como para vaporizar diariamente los tacos usados. Pendiente de patente.



Nuevo diseño ligero cleatPRO® para facilitar el transporte. Llévela de viaje.
T-8-S-CC-EG22



cleatPRO® Glove, para guantes de béisbol y hockey.
T-12-M-GLOVEPRO-EG22

El cleatPRO® vaporiza los tacos a una temperatura constante para un ajuste más cómodo y personalizado para cada atleta. Deles forma a los tacos nuevos y utilícelo diariamente antes del entrenamiento y los partidos.

T-12-M-CC-EG22

EL AJUSTE PERFECTO



ACCESORIOS DE TINAS DE HIDROMASAJE



AS1, AS2 y AS3
Asientos con
suspensión ajustable




RS
Asiento reclinable




ARS
Reposabrazos



MXT-15-OTG
Válvula mezcladora
termostática



MXWH
Conexión para manguera
de drenaje



TTS1, TTS2
Asiento superior para tina



HR
Apoyacabezas,
ajustable



HydroChlor® antiséptico para tinas de hidromasaje



Combinado con una limpieza adecuada, los paquetes antisépticos para tinas de hidromasaje HydroChlor® desinfectan rápida y fácilmente las tinas y los baños helados.

Elimina:

Bacterias reproductivas : 0.2% una (1) hora


Bacilo tuberculoso : 5% dos (2) horas.

Bacilos : Más de diez (10) horas



CARRITO DE SERVICIO DE 2 ESTANTES

OTROS PRODUCTOS



CALENTADORES DE BOTELLAS



PARATERAPIA

Fabricados con materiales reciclados.



Contáctenos:

Tel: (800) 782-7706 or (626) 968-6681

Fax: (626) 855-4862

info@whitehallmfg.com

www.whitehallmfg.com

Oficinas centrales:

15125 Proctor Avenue

City of Industry, CA 91746 USA

Dirección postal:

P.O. Box 3527

City of Industry, CA 91744 USA



MORRIS GROUP
INTERNATIONAL
www.morrisgroup.co

L1001407 06/18